

Safe Ear Curettes™

Las Safe Ear Curettes de Bionix® permiten a los profesionales de servicios de salud remover con seguridad y suavidad el cerumen según los diferentes tipos de cera y las preferencias de cada persona.



PROBLEMA

Las legras duras y rígidas de acero inoxidable no solo causan dolor y molestia a los pacientes, sino que también pueden dañar fácilmente el canal auditivo y la membrana timpánica.

SOLUCIÓN

Las Safe Ear Curettes de Bionix son flexibles, para reducir las lesiones al canal auditivo, por lo que son más seguras que las legras de acero inoxidable.

RESULTADOS

Siete tipos de boquillas codificadas con colores para responder a necesidades específicas que le ofrecen “el instrumento adecuado para cualquier tarea” de remoción de todo tipo de cerumen.

“He estado utilizando las legras para el oído de Bionix desde mis tiempos como residente. En mi opinión, son el modelo de referencia”. - Sidney Shah, médico

POSIBLE REEMBOLSO (SOLO EN EE. UU.)

Código de terminología actualizada de procedimientos médicos (CPT, por sus siglas en inglés) / Descripción

69210 - Para posible reembolso de cerumen impactado.



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruselas, BÉLGICA
Tel.: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • Correo electrónico: mail@obelis.net
Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, EE. UU.
Teléfono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • www.bionix.com

©2020 Bionix Development Corp. | INTL-0045-ES | Rev. A

Safe Ear Curettes™

OFERTA DE PRODUCTOS

ADULTOS

CeraSpoon® amarilla | N.º 6333
La legra CeraSpoon amarilla es ideal para la cera más blanda, especialmente en pacientes que producen cantidades excesivas de cerumen. **4 mm**

ControLoop® naranja | N.º 2999
La legra ControLoop naranja tiene una boquilla tipo "Shapleigh" curvada que permite extraer la cera directamente del canal auditivo. **4 mm**

Red AngleLoop® | N.º 3444
La legra AngleLoop roja tiene la boquilla en ángulo, que facilita el acceso al cerumen más difícil y firme, habitual en pacientes de más edad. **4 mm**

GENERAL

FlexLoop® blanco | N.º 9555
La FlexLoop blanca es una legra para uso general diseñada para el legrado normal en una variedad de pacientes. **4 mm**

JÓVENES

VersaLoop® violeta | N.º 4111
La legra VersaLoop violeta tiene una boquilla flexible lisa que otorga dominio excepcional al usuario, al tiempo que brinda más confort al paciente. **3 mm**

InfantScoop® azul | N.º 4888
La legra InfantScoop azul está diseñada para oídos más pequeños y se puede utilizar introducida en un otoscopio. **2 mm**

MicroLoop® verde | N.º 1222
La legra MicroLoop verde es de estructura más rígida y está diseñada para remover el cerumen impactado más firme. **3 mm**

INSTRUCCIONES DE USO



LEGRADO NORMAL

1. Utilice el otoscopio para determinar la ubicación del cerumen.
2. Elija la legra adecuada según el tipo de paciente y cerumen.
3. Coloque la legra en el canal auditivo y remueva el cerumen.
4. Repita el examen con el otoscopio para determinar si quedó algún resto de cerumen.



LEGRADO CON OTOSCOPIO

1. Utilice el otoscopio para determinar la ubicación del cerumen.
2. Seleccione una de las Safe Ear Curettes™ para jóvenes.
3. Deslice la lente de aumento del otoscopio a un lado.
4. Coloque la legra en el otoscopio y remueva el cerumen.

"La variedad de tamaños y formas de las boquillas hace que remover la cera de los oídos sea más fácil que nunca". - Carl A. Moritz, Jr., médico

BIONIX®, CeraSpoon®, FlexLoop®, InfantScoop®, MicroLoop®, AngleLoop®, VersaLoop® y ControLoop® son marcas comerciales registradas. Safe Ear Curettes es una marca comercial de BIONIX.

Patentados - The ControLoop, CeraSpoon, VersaLoop, FlexLoop, InfantScoop y AngleLoop.



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 • www.bionix.com